

ZHEJIANG GEYI MEDICAL INSTRUMENT CO.,LTD.

Factory address: No 1, 2 Factory, No. 5, Hutang Road, Xiaya Town, Jiande City, Hangzhou, Zhejiang Province, China

Office address: No 1, 2 Factory, No. 5, Hutang Road, Xiaya Town, Jiande City, Hangzhou, Zhejiang Province, China


TEL: 0086-571-86676309

E-mail: info@geyi-medical.com

www.geyi-medical.com



¡Manténgase informado!
Actualización del producto muy pronto



Solo uso
Ureteroscopio Flexible Digital

Solo uso

Ureteroscopio Flexible Digital


Canal para instrumental de 3,6 Fr. Compatible con instrumental urológico estándar.



- Dirección coaxial 1:1, más suave de operar.
- Dos teclas de acceso directo, admite personalización por el usuario.



Enchufe tipo C, la conexión eléctrica es más estable y fiable.



Deflexión bidireccional de 275°



Sonda con diseño de bisel suave inserción y funcionamiento suaves



Característica del Producto

- 1.Deflexión bidireccional de 275°.
- 2.Las teclas del mango se pueden preconfigurar con hasta 15 funciones.
- 3.Sonda con diseño de bisel suave, Inserción y funcionamiento suaves.
- 4.Fuente de luz LED frontal, sensor CMOS de alta sensibilidad, excelente fidelidad de color.
- 5.Imágenes de 160.000 píxeles.

La cámara HD restaura el color al máximo



Diseño patentado con ángulo de bisel de 15°

Compatible con múltiples hosts



Parámetros del Producto

Modelo	Inserto máximo Diámetro(mm)	Ángulo de flexión	Longitud de trabajo	Canal de trabajo	Ángulo de visión	Profundidad de campo
GY-UR9.3	9.3Fr(3.1mm)	275°	670mm	3.6Fr(1.2mm)	120°	3-50mm
GY-UR8.4	8.4Fr(2.8mm)	275°	670mm	3.6Fr(1.2mm)	120°	3-50mm
GY-UR7.5	7.5Fr(2.5mm)	275°	670mm	3.4Fr(1.1mm)	120°	3-50mm
GY-UR6.3	6.3Fr(2.1mm)	275°	670mm	3.4Fr(1.1mm)	120°	3-50mm